

LAMPE DE REMPLACEMENT POUR CABINET GERMICIDE MONITOR 2000

produit # **S90482** | modèle #

sellstrom.

- Depuis des dizaines d'années, la série Monitor de cabinets germicides de Sellstrom est la référence dans ce secteur d'activités
- Les cabinets germicides sont faits pour désinfecter les lunettes et coques de protection avant l'utilisation suivante
- 99,4 % des microbes sont éliminés durant un processus de désinfection contrôlé par minuterie et soumis à des tests indépendants
- Les surfaces en contact avec les yeux sont désinfectées pour éliminer les contaminants : microbes, bactéries, moisissures et champignons
- Cabinet robuste en acier émaillé de calibre 22, avec portes verrouillables
- Comporte deux loquets à l'épreuve des altérations, avec deux clés fournies
- Différentes unités fonctionnent avec la même clé
- Aucun rayonnement UV ne s'échappe durant l'utilisation
- Arrêt automatique en cas d'ouverture des portes
- Lumière pilote confirmant le fonctionnement de la lampe UV sur le Monitor 2000
- Peut être fixé à un mur ou sur une étagère et équipé d'un câble de mise à la terre de 7 pi (2,13 m)
- Pour usage intérieur uniquement, plage de température de 32 à 104 degrés Fahrenheit
- Spécialement conçu pour des applications dans les domaines éducatif et médical
- Grand format de 32 po H x 24,5 L x 9,5 P, avec 8 étagères
- Chaque étagère peut contenir 5 paires de coques ou 6 lunettes de protection
- Désinfecte les lunettes à coques et de protection avant l'utilisation suivante en 5 minutes seulement, un temps record dans le domaine de la protection oculaire
- Homologué par Underwriters Laboratories (UL) et certifié cUL au Canada





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	Convient au Monitor 2000
---------------	-----------------------------------